

**СОГЛАСОВАНО**  
Директор ФБУН ГНЦ ПМБ  
чл.-корр. РАН,  
д-р мед. наук, проф

  
И.А. Дятлов  
«07» декабря 2015 г



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
ООО НПК «Альфа»

  
С.А. Панарин  
«07» декабря 2015 г



**ИНСТРУКЦИЯ № 011/2015**  
по применению дезинфицирующего средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»,  
ООО Научно – производственная компания «Альфа», Россия

2015 год

**Инструкция**  
**по применению дезинфицирующего средства**  
**«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»,**  
**ООО Научно – производственная компания «Альфа»**

**Инструкция разработана:** ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России, ФБУН ГНЦ ПМБ, ООО НПК «Альфа».

**Авторы:** А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России), В.Н. Андрус (ФГУЗ ВолгоградНИПЧИ), Потапов В.Д. (ФБУН ГНЦ ПМБ), С.С. Симонян (ООО НПК «Альфа»).

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Инструкция разработана и действует взамен инструкции № 011/2010 от 01.06.2011г.

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

### **1.1. Описание средства.**

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» выпускается в виде таблеток массой 3.0г (1.5г (50%) «активного хлора») – основная форма выпуска, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (83.3% в таблетке). Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» также может выпускаться в виде таблеток произвольной массы 0,5 – 5,0г и содержанием натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 83,3% (50% «активного хлора» в таблетке). Помимо основного действующего вещества в состав таблеток входят антикоррозийная добавка, ускорители растворения и отдушка.

Срок годности средства – 3 года.

Упаковка таблеток (основные формы выпуска) – полиэтиленовые банки массой нетто 900г (в одной банке 300 таблеток), 1000г (в одной банке 330 таблеток), а также полиэтиленовые банки массой нетто 450г (в одной банке 150 таблеток), 500г (в одной банке 165 таблеток).

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» также может выпускаться в упаковках с массой нетто от 2.0кг до 50кг таблеток.

Таблетки «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачны, имеют легкий запах хлора и отдушки.

Срок годности рабочих растворов – 3 суток при условии их хранения в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Рабочие растворы, хранящиеся или используемые в прозрачных или негерметичных емкостях необходимо менять не реже чем 1 раз в 24 часа (1 сутки).

Для сочетания процесса дезинфекции и мойки возможно добавление моющих средств (в концентрации 0.5%), разрешенных для применения в ЛПО. Растворы средства не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, пластмассы, резины и коррозионно-стойкого металла.

Растворы, приготовленные с добавлением СМС, не предназначены для длительного хранения и используются непосредственно после приготовления в соответствии с указаниями настоящей инструкции (см. также п.3.2).

Рабочие растворы средства при использовании в соответствии рекомендациями настоящей инструкции обладают моющими - поверхностно-активными свойствами, при дополнительном введении СМС, не оказывают коррозирующего действия, не повреждают изделия из металлов.

### **1.2. Биологическая активность.**

Рабочие растворы средства обладают бактерицидными (в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе в отношении возбудителей внутри-

больничных инфекций (ВБИ), включая современные госпитальные (клинические) штаммы, туберкулоцидными (тестировано на *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*), вирулицидными (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидными (Кандида, Трихофитон) свойствами. Растворы средства также активны в отношении возбудителей особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы.

### **1.3. Токсикологические показатели.**

#### **Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)».**

По параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно-опасных веществ, а также к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ согласно классификации К.К.Сидорова. Пары средства в насыщающих концентрациях относятся ко 2 классу высоко опасных веществ (классификация химических дезинфицирующих веществ по степени летучести (20<sup>0</sup>С)).

Ингаляционная безопасность средства может контролироваться по ПДК в воздухе рабочей зоны для хлора - 1 мг/м<sup>3</sup>.

#### **Рабочие растворы средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)».**

В концентрациях (0,015-0,06%) при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающее действия на кожу и слизистые оболочки глаз и вызывают сухость и шелушение кожи только при многократном нанесении. Растворы средства в рабочих концентрациях 0,1% и выше вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз. Рабочие растворы с концентрацией активного хлора 0,015%-0,06% относятся к 4 классу малоопасных веществ; растворы с концентрациями выше 0,1% – к 3 классу умеренно опасных веществ (классификация по степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств).

Обработку любых объектов способами протирания, погружения и замачивания в помещениях растворами средства в концентрациях 0.015-0.06% по «а.х.» можно проводить в присутствии пациентов и без СИЗ для персонала, в концентрациях 0.1% по «а.х.» и выше, а также работы растворами способом орошения (в любых концентрациях) только в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз, органов дыхания в отсутствии пациентов.

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м<sup>3</sup>; ПДК атмосферного воздуха максимально-разовая – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; средне-суточная – 0,03 мг/м<sup>3</sup>.

### **1.4. Сфера и способ применения.**

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» (таблетки и гранулы) предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи); в клинических, микробиологических, патологоанатомических, иммунологических, диагностических и др. лабораториях, в т.ч. работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; в том числе лабораторий использующих методы амплификации нуклеиновых кислот; в инфекционных очагах, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, сауны, клубы, бассейны, аквапарки, парикмахерские, салоны красоты и т.д.); в спортивных и административных учреждениях; предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, в учреждениях социального обеспечения, хосписах, отделениях и учреждениях паллиативного ухода, отделениях сестринского ухода, домах-интернатах для престарелых, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, учреждениях социальной защиты населения, санаториях, профилакториях, пансионатах, домах отдыха, в детских учреждениях, в пенитенциарных учреждениях; на санитарном транспорте.

## 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

**2.1.** Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем прибавления концентрата «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» к питьевой воде в соответствии со схемой, представленной в **таблице 1.**

**Таблица 1.**

**Схема приготовления рабочих растворов<sup>1</sup>**  
препарата «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»  
(для таблеток различной массы  $W(a.х.)=50\%$ )

Концентрация рабочих растворов по активному хлору <sup>3</sup> , %	Количество средства необходимое для приготовления рабочего раствора объемом 10л:		
	Количество таблеток массой		
	1,0г (0,5г «а.х.»)	2,0г (1,0г «а.х.»)	<b>3,0г (1,5г «а.х.»)<sup>2</sup></b>
0,015	-	-	<b>1</b>
0,03	6	3	<b>2</b>
0,06	12	6	<b>4</b>
0,10	21	10,5	<b>7</b>
0,20	42	21	<b>14</b>
0,30	60	30	<b>20</b>
0,50	105	50	<b>35</b>
1,00	210	100	<b>70</b>
3,00	600	300	<b>200</b>
4,00	800	400	<b>267</b>
5,00	1000	500	<b>333</b>
6,00	1200	600	<b>400</b>

Примечание.

<sup>1</sup> - Для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов к тем же количествам средства добавляют 0,5% моющих средств (50 г моющего средства на 10 литров воды), разрешенных для применения в ЛПО.

<sup>2</sup> - Жирным шрифтом выделена основная форма выпуска.

<sup>3</sup> - Концентрации в диапазоне 0.5%-6% по «а.х.» применяются только для работы по режимам ООИ.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

### 3.1. Обрабатываемые объекты.

**3.1.1.** Рабочие растворы «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» предназначены для обеззараживания (дезинфекции, в т.ч. и дезодорации) способами протирания, орошения, погружения (замачивания):

- поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой и мягкой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, устойчивых к воздействию гипохлорита натрия;
- при проведении генеральных уборок, в т.ч. и направленных на борьбу с плесенью;
- санитарно-технического оборудования (в т.ч. фаянсовых, чугунных и акриловых ванн лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и пр., акриловых душевых кабин);
- уборочного инвентаря;
- предметов ухода за больными, а также прочих вспомогательных предметов, используемых в текущей работе ЛПО (средств личной гигиены, резиновых и полипропиленовых ковриков, клеенчатых подстилок);
- белья, обуви из резины и других полимерных материалов, игрушек, спортивного инвентаря;
- посуды столовой;
- посуды лабораторной;
- изделий медицинского назначения из металлов, резины, стекла, пластмасс, в том

числе инструментов хирургических и стоматологических (кроме эндоскопов и инструментов к ним);

- поверхностей, объектов и материалов контаминированных нуклеиновыми кислотами в лабораториях, использующих метод амплификации нуклеиновых кислот;

– медицинских отходов (в том числе, ИМН однократного применения, перевязочного материала, одноразового постельного и нательного белья перед утилизацией в ЛПО (классы Б,В); жидких отходов, смывных вод, в т.ч. эндоскопических, отходов из микробиологических лабораторий; биологических жидкостей, мочи, жидкости после ополаскивания зева, остатков пищи; многоразовых сборников отходов;

– санитарного транспорта, а также транспорта для перевозки пищевых продуктов;

– систем мусороудаления жилых, административных и общественных зданий, включая мусоросборочное оборудование, мусоровозы, мусорные баки, мусорные контейнеры, мусоросборники, мусоропроводы и т.д.

График обеззараживания поверхностей помещений, оборудования, инвентаря и прочих вспомогательных объектов в ЛПО устанавливаются в соответствии с действующими Санитарными нормами и Правилами.

Режимы дезинфекции различных объектов представлены в **таблицах 2-14**.

### **3.2. Методология обработки.**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Для придания дополнительных моющих, поверхностно-активных свойств, рекомендуется введение СМС (бытовых стиральных порошков) в количестве не более 0.5%. Добавление СМС необходимо проводить непосредственно перед применением рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)». Стабильность рабочих растворов «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» гарантирована только в случае соблюдения указанных рекомендаций.

Не допускается предварительное введение СМС в рабочие растворы, предназначенные для длительного хранения (до 3 суток).

### **3.3. Применение и сроки годности рабочих растворов.**

Рабочие растворы средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)», применяющиеся для целей дезинфекции способами протирания и орошения используют *однократно*.

Рабочие растворы средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» с добавлением СМС, применяющиеся для целей дезинфекции любым способом (протирание, орошение, погружение (замачивание)), используют *однократно*.

Рабочие растворы средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» применяются для целей дезинфекции способом погружения (замачивания) для обработки предметов:

- имеющих видимые загрязнения (в т.ч. загрязненных биологическими жидкостями) - *однократно*;

- эстетически-чистых - не имеющих видимых загрязнений - многократно, но не более 24 часов (смена рабочих растворов емкостях проводится не реже 1 раза в сутки).

### **3.4. Особенности обработки различных объектов.**

**3.4.1. Поверхности в помещениях** - пол, стены, окна, двери, мебель, аппараты и приборы и прочее оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают с использованием специальных устройств, предназначенных для распыления дезинфектантов. По окончании дезинфекции помещение проветривают.

Норма расхода раствора средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при обработке поверхностей способом протирания составляет 150 мл/м<sup>2</sup> поверхности, при введении поверхностно-активных СМС - 100 мл/м<sup>2</sup>.

**ВНИМАНИЕ!** Поверхности, содержащие малые (загрязненные) или большие (различные) количества биологических жидкостей являются эпидемиологически значимыми и требуют специальной методологии очистки и обеззараживания!

Режимы обеззараживания поверхностей представлены в **таблицах 2-6**

Поверхности, содержащие малые количества БЖ. Например, объекты, на которых

присутствуют, заметные не вооруженным взглядом органические загрязнители – капли, брызги, биологических жидкостей (кровь, слюна, мокрота, моча и прочие секреты).

*Удаление малых количеств биологических жидкостей (в т.ч. и засохших) с поверхностей в помещениях проводят методом двукратной последовательной (без временного интервала) дезинфекции с использованием рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в концентрациях, рекомендованных для обработки поверхностей.*

#### **Методология обработки.**

**а.** Покройте дезинфицирующим средством поверхность разлива. Всегда соблюдайте технику безопасности - предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при заливке/смешивании раствора дезинфектанта с пролитием.

При использовании распылителя всегда старайтесь разбрызгивать раствор как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы минимизировать расплескивание жидкости и образование аэрозолей.

Наносите дезинфектант от внешних краев пролития к центру загрязнения.

**б.** Дайте дезинфектанту впитаться в пролитие в течение времени экспозиции (**таблицы 2-6**).

**в.** Удалите продезинфицированную биологическую жидкость с помощью ткани, пропитанной раствором соответствующего дезинфицирующего средства. Возможно также удаление загрязнений с помощью одноразовых бумажных или тканевых полотенец с их последующей утилизацией.

Любые колюще-режущие объекты (битое стекло, иглы и т.п.), которые могут проколоть кожу, не должны собираться вручную. Только механические средства, типа щетки и совка, клещей или щипцов обеспечивают безопасную уборку разлива.

В отдельных случаях, чтобы удалить загрязнения может потребоваться использование щетки (например, в случае разлива биологических жидкостей на пористых поверхностях – бетоне и т.п.). Если кровь или другие биологические жидкости пролиты на коврах или мягкой обивке, простая механическая очистка должна сопровождаться очисткой паром или химической чисткой.

**г.** Вторично обработайте поверхность рабочим раствором средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» и выдержите время экспозиции, рекомендованное настоящей инструкции (**таблицы 2-6**).

**д.** По окончании дезинфекционной выдержки, для удаления остатков дезинфицирующего средства с поверхности, проведите влажную уборку.

**Поверхности, содержащие большие количества (разливы) БЖ.** Например, большие количества органических загрязнителей – разливы крови, мочи (только после сбора в отдельную емкость), рвотных масс и прочих секретов /см. также раздел инструкции: Обеззараживание отходов ЛПО – биологические жидкости/).

*Удаление больших количеств биологических жидкостей (в т.ч. и засохших) с поверхностей в помещениях рациональнее всего проводить в два этапа: безопасная уборка разлива, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией и терминальная дезинфекция поверхности с использованием высоко концентрированных - 0.06% и 0.1% по «активному хлору» рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)», применяемых для обработки поверхностей.*

*Ограничение и уборку разлива, совмещенную с дезинфекцией БЖ проводят с использованием средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» (гранулы).*

#### **Особенности обработки поверхностей, содержащих большие разливы:**

- Обеззараживание поверхностей, на которых присутствуют большие разливы, необходимо начинать с механической уборки загрязнений.

- Инфицированные разливы биологических жидкостей, например, образующиеся в диагностических или микробиологических лабораториях, должны быть собраны с использованием сорбента жидкости (например, средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» (гранулы)) и раствора «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)». Уборка таких разливов, не совмещенная с обеззараживанием не допустима.

Предварительное обеззараживание разлива необходимо проводить в соответствии с методологией, изложенной ниже, однако, только после проведения ограничения площади разлива и сорбции жидкости при помощи нейтрального сорбента (например, одноразовых бумажных или тканевых салфеток и т.п.). В этом случае раствор дезинфектанта вводится напрямую в разлив сразу после окончания впитывания жидкости сорбентом.

- Обеззараживание поверхностей, загрязненных большими разливами, не инфицированных биологических жидкостей, проводят после механической очистки, не совмещенной с дезинфекцией. В случае уборки не инфицированных жидкостей введение дезинфектанта в разлив непосредственно на поверхности не требуется.

- **ВНИМАНИЕ!** Большие количества биогенной нагрузки инактивируют растворы дезинфектанта, делая процесс обеззараживания не эффективным.

- Растворы дезинфектанта могут вступать в химические реакции с жидкостями, содержащими мочу (происходит выделение ядовитых паров газообразного хлора). При использовании таких средств необходимо сразу проветривать помещение!

- При наличии большого разлива всегда трудно установить точный объем жидкости, присутствующей на поверхности. Поэтому в случае необходимости, проведения предварительной дезинфекции разлива наиболее тщательно проводят предварительную сорбцию жидкостей, при помощи вспомогательных сорбентов, вводимых непосредственно в загрязнение.

- Количество сорбента, вводимого в разлив, должно быть лимитировано его сорбционной способностью. Следует всегда вводить достаточное количество сорбента, обеспечивающее полное впитывание разлива.

### **Предварительная обработка.**

#### **Методология обработки.**

**а.** В случае нейтрализации инфицированных биологических жидкостей введите нейтральный сорбент непосредственно в разлив. Всегда соблюдайте технику безопасности - предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при смешивании сорбента с пролитием.

- введите в разлив сорбент (например, одноразовые бумажные или тканевые салфетки и т.п.) до полного поглощения жидкости;

- покройте дезинфицирующим средством поверхность разлива (всегда соблюдайте технику безопасности - предотвращайте образование брызг или всплесков биологических жидкостей при заливке смешивании раствора дезинфектанта с пролитием).

При использовании распылителя всегда старайтесь разбрызгивать раствор как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы минимизировать расплескивание жидкости и образование аэрозолей.

Наносите дезинфектант от внешних краев пролития к центру загрязнения.

**б.** Дайте дезинфектанту впитаться в пролитие в течение времени экспозиции (таблицы 2-5).

**в.** Удалите продезинфицированную биологическую жидкость с помощью специальных вспомогательных предметов.

### **ВНИМАНИЕ!**

В случае использования средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» (гранулы) в качестве сорбента стадии **а-в**, совмещаются в одну. Время экспозиции для дезинфекции БЖ на поверхности берут из **таблицы 10**.

Любые колюще-режущие объекты (битое стекло, иглы и т.п.), которые могут проколоть кожу, не должны собираться вручную. Только механические средства, типа щетки и совка, клещей или щипцов обеспечивают безопасную уборку разлива.

В отдельных случаях, чтобы окончательно удалить загрязнения может потребоваться использование щетки (например, в случае разлива биологических жидкостей на пористых поверхностях – бетоне и т.п.). Если поверхности, типа ковровых покрытий были загрязнены, то для их очистки могут потребоваться дополнительные моющие средства.

### Терминальная обработка.

На стадии терминального обеззараживания необходимо полностью удалить остатки биологических жидкостей с поверхностей.

#### Методология обработки.

##### Горизонтальные и вертикальные поверхности:

Терминальное обеззараживание проводят с применением рабочего раствора с концентрацией, используемой на предыдущей стадии.

**а.** Вторично обработайте поверхность рабочим раствором средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» и выдержите время экспозиции, рекомендованное настоящей инструкции (**таблицы 2-6**).

**б.** По окончании дезинфекционной выдержки, для удаления остатков дезинфицирующего средства с поверхности, проведите влажную уборку.

После того, как загрязненная область полностью очищена, используйте воду для того, чтобы удалить остатки дезинфектанта с поверхностей.

#### Общие требования к СИЗ персонала.

Персонал, занимающийся уборкой и нейтрализацией больших биологических жидкостей, всегда должен быть снабжен средствами индивидуальной защиты.

**Средства защиты кожных покровов:** всегда используйте химически стойкие перчатки, обеспечивающие адекватную защиту от щелочных хлорсодержащих агентов, а также от патогенных микроорганизмов. Всегда используйте защитные халаты или другую спецодежду.

**Средства защиты глаз:** используйте очки или лицевые маски, обеспечивающие защиту от брызг химических дезинфектантов, а также от брызг жидкостей, содержащих патогенные микроорганизмы.

**Средства защиты органов дыхания:** используйте подходящие фильтрующие маски, обеспечивающие защиту от паров химических дезинфектантов (при использовании способом орошения), а также патогенных микроорганизмов (в случае возможного появления организмов в воздухе, передающихся воздушно-капельным путем).

#### Инфицированные материалы.

Использованные уборочные материалы, которые могут содержать кровь, или другие биологические жидкости должны быть автоклавированы и/или утилизированы иным образом, в соответствии с действующими правилами и нормативами. Отдельно собранные жидкости (в т.ч. и сорбированные при уборке больших разливов БЖ) дезинфицируют с использованием средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в емкостях с закрытыми крышками по режимам приведенным в **таблице 10**.

**3.4.2.** При проведении **генеральных уборок** используют режимы, указанные в **таблице 8**.

**3.4.3. Санитарно-техническое оборудование** (ванны, раковины, унитазы, писсуары, оборудование душевых кабин, краны, а также бальнеологическое оборудование и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки, ерша или ветоши. По окончании дезинфекции промывают водой. Помещение проветривают.

Дезинфекцию (растворами «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)») и дезинфекцию, совмещенную с очисткой (в случае введения 0.5% СМС в рабочий раствор средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»), фаянсовых, чугунных, акриловых ванн (лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и т.п.), а также акриловых душевых кабин в ЛПО, санаториях, профилакториях и др. учреждениях проводят способом протирания или орошения (в случае дезинфекции). Выдерживают необходимое время экспозиции и смывают проточной водой.

##### 3.4.3.1. Обработка унитазов и писсуаров.

Для эффективной обработки унитазов и писсуаров необходимо предварительно минимизировать количество биологических загрязнителей (кал, моча и т.д.), присутствующих на их поверхностях. Особое внимание уделяют в случае обработки в присутствии мочи! Моча реагирует (нейтрализует дезинфектант!) с концентрированным средством «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» и его растворами (выделяется токсич-



ный газообразный хлор!) и должна быть предварительно удалена с поверхностей оборудования. Для эффективного обеззараживания необходимо использовать следующую методологию:

- смыть содержимое унитаза водой;
- нанести необходимое количество рабочего раствора средства в рекомендованной концентрации на поверхность оборудования; в случае использования концентрированного средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» вне зависимости от типа ЛПО – 2 таблетки (массой 3г) средства вносят в чашу унитаза и ждут их полного растворения;
- тщательно, механически очищать (в течение 1 минуты) поверхность оборудования при помощи вспомогательного уборочного материала (например, ерша); особое внимание уделяют обработке труднодоступных мест (под ободком унитаза);
- выдержать необходимое время экспозиции (в случае внесения концентрированного средства в чашу унитаза промывку водой осуществляют сразу после механической очистки);

- смыть содержимое унитаза водой.

#### 3.4.3.2. Обработка ванн (чугунных, эмалированных, акриловых) и раковин.

Для эффективной обработки ванн и раковин необходимо использовать следующую методологию:

- тщательно, механически очищать (в течение 1 минуты) поверхность оборудования при помощи вспомогательного уборочного материала (например, ерша); особое внимание уделяют обработке труднодоступных мест (вокруг кранов и слива);
- выдержать необходимое время экспозиции;
- смыть остатки дезинфектанта водой.

#### 3.4.3.3. Обработка гидромассажного оборудования.

Очистка и дезинфекция контуров гидромассажной системы ванн производится в соответствии с регламентом, установленным в рамках каждого конкретного ЛПО. Для проведения обеззараживания контура используют следующую методологию:

- заполняют ванну водой (18-20°C);
- добавляют средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в количестве необходимом для приготовления рабочего раствора с концентрацией 0.015% по «активному хлору» (10 таблеток на 100л воды);
- включают насос на 10 минут для прокачки рабочего раствора «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» через систему и проведения дезинфекции;
- выключают насос и сливают воду из ванны;
- заполняют ванну чистой теплой или холодной водой и включают насос на 3 минуты (не менее);
- выключают насос;
- сливают воду и промывают ванну.

Загрязненное санитарно-техническое оборудование (например, содержащее ржавчину, известковый налет и т.п.) для достижения лучших результатов необходимо предварительно очищать с использованием специализированных кислотных моющих средств.

Норма расхода раствора средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при обработке санитарно-технического оборудования - 200 мл/м<sup>2</sup> поверхности, при введении поверхностно-активных СМС - 150 мл/м<sup>2</sup>.

Обработка любых объектов способом орошения проводится с применением средств индивидуальной защиты (см. п.4.4. настоящей инструкции) из расчета 300мл/м<sup>2</sup> поверхности (гидропулт, автомакс), 150 мл/м<sup>2</sup> поверхности (распылитель типа «Квазар»).

Режимы обеззараживания санитарно-технического оборудования представлены в **таблицах 2-6.**

**3.4.4. Уборочный инвентарь** (щетки и стоны для пола, швабры, флаундеры, МОПы, совки, стяжки для стекол, тележки, ведра, корзины и баки, а также различные детали уборочных машин и прочие уборочные приспособления, мочалки для мытья посуды и поверхностей обеденных столов) погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают до исчезновения запаха хлора и высушивают.

Крупные предметы, обработка которых способом погружения невозможна, протирают или орошают.

Режимы обеззараживания уборочного инвентаря представлены в [таблицах 2-6](#).

### **3.4.5. Вспомогательные предметы.**

**3.4.5.1. Предметы ухода за больными:** приспособления для кроватей, стульчики, сиденья, ступеньки и доски для ванн, резиновые коврики, насадки для унитазов, опоры для туалетных комнат, пузыри для льда, грелки, подкладные круги, переносные кресла-туалеты, горшки, судна подкладные, мочеприемники (в т.ч квачи, используемые для обеззараживания туалетных принадлежностей) полимерные защитные покрытия для матрасов, подкладные клеенки, клеенчатые мешки для грязного белья, клеенчатые нагрудники, доски для перемещения пациентов, инвалидные кресла, костыли, трости, захваты, ходунки, массажеры, поручни и пандусы.

**3.4.5.2. Прочие вспомогательные предметы,** используемые в текущей работе ЛПО: резиновые перчатки, резиновые и кирзовые сапоги, тапочки из кожи или кожзаменителя, детские игрушки (деревянные, пластмассовые, резиновые, металлические).

Обрабатываемый объект полностью погружают в раствор средства, препятствуя их всплыванию, или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные предметы (погружение, которых затруднено) обрабатывают способом орошения. По окончании дезинфекции предметы промывают водой до исчезновения запаха хлора, но не менее 3 минут.

### **3.4.5.3. Дезинфекция рук в перчатках (между пациентами).**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Сотрудники ЛПО должны сменять перчатки после каждого пациента!

Если нет возможности сменять пару перчаток на новую после каждого пациента (например, в рамках работы в ЛПО с ограниченными материальными ресурсами), то руки в перчатках можно дезинфицировать рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» после работы с каждым пациентом.

Обработку рук в перчатках проводят, используя следующую процедуру:

- Наберите в контейнер для дезинфекции рабочий раствор необходимой концентрации.
- Если перчатки, надетые на руки, имеют видимые загрязнения, сначала их моют водой с мылом.
- Погрузите руки в перчатках в дезинфицирующий раствор на необходимое время экспозиции.
- Высушите руки в перчатках с использованием полотенец или теплого воздуха.
- После нескольких погружений в раствор «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» перчатки могут становиться липкими и должны быть заменены.

Режимы обеззараживания различных вспомогательных предметов представлены в [таблицах 2-6](#).

**3.4.6. Белье ЛПО** – нательное и постельное белье больных, защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки), а также прочие вспомогательные предметы, изготовленные из тканевых материалов.

Норма расхода – 5 л рабочего раствора средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье прополаскивают до исчезновения запаха хлора, но не менее 3 минут.

Возможно применение рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» для дезинфекции/стирки белья совместно со стиранными порошками - синтетическими моющими средствами (СМС).

Порошкообразные СМС, используемые для ручной и автоматизированной стирки, не оказывают влияния на содержание «активного хлора» в растворах средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при использовании в соответствии с режимами, указанными в настоящей инструкции. Если Вы сомневаетесь в стабильности рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при использовании совместно с Вашим СМС, то перед началом работы обращайтесь в испытательную лабораторию.

раторию производителя средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» для проведения тестов на химическую стабильность рабочих растворов, применяемых совместно с каждым конкретным СМС.

**ВНИМАНИЕ!** Носовые платки, вкладные карманы для плевательниц (фланелевые футляры), используемые при уходе за больными туберкулезом дезинфицируют только по режимам обеззараживания белья, загрязненного биологическими жидкостями, эффективным в отношении микобактерий туберкулеза! Обработку таких предметов желательно проводить отдельно от общей массы белья.

Для повышения качества, а также ускорения процесса дезинфекции/стирки необходимо использование дезинфицирующего средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» совместно с синтетическими моющими средствами (СМС), традиционно применяемыми для ручной или автоматизированной стирки белья. Для проведения максимально эффективного процесса дезинфекции/стирки следует комбинировать средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» со стиральными порошками, не содержащими кислородных и оптических отбеливателей, ферментов и других добавок. Такие добавки могут быстро снижать содержание «активного хлора» и биоцидное действие моюще-дезинфицирующего раствора.

Режимы обеззараживания белья представлены в [таблицах 2-6](#).

**3.4.7. Посуду столовую** (тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы – вилки, ложки, ножи), освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора, но не менее 3 минут.

Мочалки, губки и ерши для мытья посуды после мытья посуды замачивают в рабочем растворе средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)», затем прополаскивают водой, сушат и хранят в специально отведенном месте.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждений обрабатываемых изделий:

- Старайтесь совместно не обрабатывать металлические предметы различной природы.

- При обработке металлических и стеклянных предметов избегайте пролонгированных времен экспозиции. Всегда строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Для повышения эффективности обеззараживания посуды столовой обязательно очищают от остатков пищи.

**3.4.8. Посуду лабораторную**, в т.ч. лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, (лабораторные инструменты, иглы, капилляры, предметные стекла, пробирки (в т.ч. вакутейнеры), меланжеры, счетные камеры, кюветы фотоэлектрометра, пипетки, наконечники, резиновые груши, баллоны и т.д.) полностью погружают в раствор средства с полным заполнением рабочим раствором, всех доступных поверхностей. Погружение проводят, избегая образования воздушных пробок. Толщина слоя раствора над предметами должна быть не менее 1 см. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора, но не менее 3 минут.

Плевательницы, освобожденные от мокроты, применяемые во фтизиатрических учреждениях, следует обеззараживать только по режимам обеззараживания лабораторной посуды эффективным в отношении микобактерий туберкулеза.

Особое внимание уделяют лабораторной посуде загрязненной кровью и другими биологическими жидкостями.

Пробирки и флаконы со сгустками крови обеззараживаются с использованием рабочих растворов «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в соответствии с методологией обработки указанной в действующих Санитарно-эпидемиологических правилах (СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09).

**ВНИМАНИЕ!** Вытряхивание необеззараженного сгустка крови из пробирки (флакона) запрещается. При погружении в дезинфицирующий раствор емкостей со сгустками крови необходимо соблюдать осторожность. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушные пузыри не обра-

зуются и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают.

### **ВНИМАНИЕ!**

Рабочие растворы средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» могут фиксировать органические загрязнения!

При обработке лабораторной посуды, загрязненной кровью или другими биологическими жидкостями возможна фиксация БЖ в каналах и полостях изделий! Обработка таких изделий рекомендована при помощи рабочих растворов в комбинации с моющими средствами (СМС). Концентрация рабочего раствора для проведения очистки лабораторной посуды от биологических жидкостей может быть подобрана экспериментально и в каждом конкретном случае зависит от количества и типа, присутствующих биологических жидкостей.

При использовании высококонцентрированных растворов средства следует никогда не превышать времен экспозиций, указанных в настоящей инструкции!

Одноразовую посуду после дезинфекционной выдержки утилизируют.

Режимы обеззараживания лабораторной посуды представлены в **таблицах 2-6**.

**3.4.9. Изделия медицинского назначения** многократного использования (включая хирургические и стоматологические инструменты), кроме эндоскопического оборудования, полностью погружают в раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений, для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Хлорсодержащие рабочие растворы «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» являются агрессивными для большинства конструкционных материалов ИМН! Обработку ИМН многократного использования хлорсодержащими средствами следует проводить только в случае крайней необходимости, а именно – при отсутствии менее агрессивных (например, на основе ПАВ), «деликатных» дезинфектантов в ЛПО или в случае режима работы ЛПО в условиях ограниченного материального ресурса!

После дезинфекции ИМН промывают проточной питьевой водой не менее 3 минут.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в **таблице 7**.

Режимы дезинфекции инструментов после вскрытия лабораторных животных, а также проведения патологоанатомических работ представлены в **таблицах 2-5**.

ИМН многократного использования, нуждающиеся в предстерилизационной очистке, после проведения этапа предварительной дезинфекции, очищают с применением любых моющих растворов, рекомендованных и зарегистрированных на территории РФ для этих целей.

**3.4.10. Объекты лабораторий, использующие метод амплификации нуклеиновых кислот.**

#### **3.4.10.1. Деконтаминация поверхностей.**

Поверхности и объекты лаборатории, контаминированные нуклеиновыми кислотами, обрабатывают в соответствии с требованиями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности».

Раствор дезинфицирующего средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» наносят на поверхность в соответствии с режимами указанными в **таблице 9**, при этом предварительно поверхность обрабатывают моющим раствором для удаления жировых загрязнений. По окончании указанного времени выдержки раствор дезинфектанта удаляют с поверхности ветошью, смоченной водой и проводят обеззараживание ультрафиолетовым излучением в течение 1 часа.

Затем обработку дезраствором и ультрафиолетом повторяют.

При выполнении процедуры деконтаминации обработку следует проводить по зонам и с использованием нового набора уборочного инвентаря для каждой зоны.

### **3.4.10.2. Инактивация материалов, используемых для проведения ПЦР.**

Пробирки с ампликонами (с открытыми крышками), наконечники, перчатки, ветошь и все другие загрязненные ДНК материалы, помещают в одноразовые пластиковые емкости с раствором средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в концентрации 0,2% на 30 минут.

По окончании времени экспозиции раствор сливают, а емкость с инактивируемым материалом, помещенную в термостойкий пакет, автоклавируют.

**3.4.11. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов (классы Б, В) лечебно-профилактических учреждений** (в больницах – общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательского, учебного институтов, в поликлиниках (в т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах; станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови; учреждениях длительного ухода за больными; научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля; ветеринарных лечебницах; аптеках; фармацевтических производствах; оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах); санитарно-профилактических учреждениях; учреждениях судебно-медицинской экспертизы; медицинских лабораториях (в т.ч. анатомических, патологоанатомических, биохимических, микробиологических, физиологических); частных предприятиях по оказанию медицинской помощи; в том числе в инфекционных отделениях, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больницах, а также лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности), производят с учетом требований действующих Санитарных правил и Норм.

Следующие виды отходов могут быть обеззаражены концентрированным средством (гранулы) «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» и его рабочими растворами.

- ИМН однократного применения, из металлов, стекла, пластмасс, резин, загрязненные биологическими жидкостями.

- Перевозочные средства, одноразовое белье, одежда персонала и прочие изделия из тканей, загрязненные биологическими жидкостями.

- Жидкие отходы, смывные воды, в т.ч. эндоскопические;

- Биологические жидкости кровь, моча, фекалии, мокрота, эндотрахиальный аспират, рвотные массы, спинномозговая жидкость, интраоперационный материал, дренажный материал, патологоанатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани и т.д.), жидкость после ополаскивания зева, а также остатки пищи.

- Отходы из микробиологических лабораторий (культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал 3-4 группы патогенности).

- Биологические отходы вивариев и ветеринарных лечебниц.

А также емкости для сбора отходов.

- Надворные установки, помойные и мусорные ящики.

- Многократные сборники неинфицированных отходов класса А (не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными) всех отделений ЛПО, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических, ежедневно моются и обеззараживаются (по режимам эффективным в отношении бактерий) способами погружения, протирания или орошения.

- Контейнеры для сбора отходов класса Б и В, кузова мусороуборочных автомашин.

- Отработанные, потенциально инфицированные рабочие растворы средства для ПСО, моющего «ФОРИЗИМ (энзим+ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)», «ФОРИМИКС-МИД», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИСТИЛ (триамин)» и «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ (ЧАС)», используемые для очисток, не совмещенных с дезинфекцией. Промывные воды, образующиеся при работе со средствами «ФОРИЗИМ (энзим+ПАВ)», а также растворы средств «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)», «ФОРИМИКС-МИД», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИСТИЛ (триамин)» и «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ (ЧАС)» при проведении очисток ИМН, не совмещенных с дезинфекцией в один этап.

### Методология обработки.

- Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку, непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция проводится методом погружения в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенной для этой цели емкости.

Особое внимание уделяют обработке жидких и твердых отходов, содержащих большое количество биологических жидкостей.

Сточные воды после проведения дезинфекции сливаются в канализационную сеть медицинского учреждения.

Режимы дезинфекции различных типов отходов представлены в **таблице 10**.

#### **3.5. Дезинфекционные мероприятия в учреждениях социальной сферы.**

**3.5.1.** Дезинфекцию в учреждениях социального обеспечения, культуры, отдыха, спорта (включая различные спортивные центры и фитнес-клубы), на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, гостиницах, общежитиях, клубах, кинотеатрах, офисах, пансионатах, домах отдыха, административных объектах, промышленных рынках, на предприятиях химико-фармацевтической промышленности, и других учреждениях дезинфекцию поверхностей и объектов проводят в соответствии с режимами применения дезинфектанта, обеспечивающими обеззараживание в отношении *инфекций бактериальной этиологии (таблица 2)*.

**3.5.2.** Дезинфекцию объектов в спортивно-оздоровительных учреждениях (спорт-комплексы, бассейны, аквапарки), на предприятиях сферы обслуживания (банных, саунах, парикмахерских и других) в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при *грибковых инфекциях (Трихофитии) (таблица 4)*.

**3.5.3.** Дезинфекцию объектов в пенитенциарных учреждениях (тюрьмы, колонии, лагеря) проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при *туберкулезе (таблица 5)*.

#### **3.6. Дезинфекция транспортных средств.**

**3.6.1.** Санитарный автотранспорт, перевозящий инфекционных больных, обязательно обеззараживают с учетом загрязненности наружных и внутренних поверхностей.

Дезинфекцию транспорта проводят способами протирания и орошения с помощью рабочих растворов средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)». Режимы обработки санитарного транспорта совпадают с режимами проведения генеральных уборок и в зависимости от этиологии инфекции берут из **таблицы 8**.

**3.6.2.** Автотранспорт, перевозящий продукты питания обеззараживают по режимам, обеспечивающим гибель бактерий (**таблица 8**).

#### **3.7. Применение рабочих растворов «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» в очагах особо опасных инфекций.**

Дезинфицирующее средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» и его рабочие растворы могут быть использованы для проведения обеззараживания различных объектов: поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, белья, посуды, уборочного материала, а также биологических субстратов (кровь, моча, мокрота, фекалии), контаминированных возбудителями чумы, туляремии, холеры и спорами возбудителя сибирской язвы. Режимы обеззараживания различных объектов в очагах ООИ представлены в **таблицах 11-14**

Таблица 2.

Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии.

Объект обеззараживания		Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д.		0.015	60	Протирание, орошение
		0.03	30	
		0.06	15	
Поверхности в помещениях, загрязненные биологическими жидкостями (малые и большие разливы) <sup>1</sup>		0.06	30	Двукратное орошение без временного интервала или орошение с последующим протиранием
		0.1	15	
Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки (вакутейнеры), колбы, мазки-отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы и т.д.). Резиновые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала, пинцеты и прочие предметы		0.03	60	Погружение
		0.06	30	
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими жидкостями, содержащими кровь (пробирки с кровью и т.п.) <sup>2</sup>		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Инструменты после вскрытия лабораторных животных, проведения патологоанатомических работ		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Банки и бачки для животных, подстилочный материал, выделения животных, остатки корма		0.03	60	Погружение
		0.06	30	
Металлические ящики, садки, бачки из-под вскрытых животных и орудия лова		0.03	60	Орошение, Погружение
		0.06	30	
Посуда	без остатков пищи	0.015	30	Погружение
		0.03	15	
	с остатками пищи	0.06	60	
Белье <sup>3</sup>	не загрязненное выделениями	0.015	60	Погружение
		0.03	30	
	загрязненное выделениями (кровь, мокрота, моча, фекалии и др. БЖ) <sup>2</sup>	0.06	90	
		0.1	60	
Вспомогательные предметы из металлов, пластмасс, стекла, резин		0.03	60	Протирание, погружение
		0.06	30	
		0.1	15	
Перчатки резиновые		0.06	30	Погружение
Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющие видимых загрязнений		0.1	1	Погружение
Игрушки		0.03	60	Протирание, погружение, орошение
		0.06	30	
		0.1	15	
Воздушные бактериальные фильтры <sup>4</sup>		0.06	30	Погружение
Санитарное оборудование <sup>2</sup>	эстетически чистое - раковины, ванны и т.п.	0.015	30	Протирание, орошение
		0.03	15	
	загрязненное БЖ - унитазы, писсуары и т.п.	0.03	60	
		0.06	30	
		0.1	15	
Уборочный инвентарь <sup>2</sup>		0.03	60	Погружение
		0.06	30	

<sup>1</sup> - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

<sup>2</sup> - для повышения эффективности очистки/отбеливания возможно проведение обеззараживания с добавлением 0.5% СМС.

<sup>3</sup> - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью.

<sup>4</sup> - разрешается обработка фильтров резистентных по отношению рабочим растворам хлорсодержащих средств на основе дихлоризоцианурата натрия.

Таблица 3.

Режимы обеззараживания объектов растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»  
при инфекциях вирусной этиологии (ВИЧ, гепатит В, полиомиелит и пр.).

Объект обеззараживания		Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д.		0.015	60	Протирание, орошение
		0.03	30	
		0.06	15	
Поверхности в помещениях, загрязненные биологическими жидкостями (малые и большие разливы) <sup>1</sup>		0.06	30	Двукратное орошение без временного интервала или орошение с последующим протиранием
		0.1	15	
Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки (вакутейнеры), колбы, мазки-отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы и т.д.). Резиновые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала, пинцеты и прочие предметы		0.03	60	Погружение
		0.06	30	
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими жидкостями, содержащими кровь (пробирки с кровью и т.п.) <sup>2</sup>		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Инструменты после вскрытия лабораторных животных, проведения патологоанатомических работ		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Банки и бачки для животных, подстилочный материал, выделения животных, остатки корма		0.03	60	Погружение
		0.06	30	
Металлические ящики, садки, бачки из-под вскрытых животных и орудия лова		0.03	60	Орошение, Погружение
		0.06	30	
Посуда	без остатков пищи	0.015	30	Погружение
	с остатками пищи	0.03	15	
			0.06	
Белье <sup>3</sup>	не загрязненное выделениями	0.015	60	Погружение
		0.03	30	
	загрязненное выделениями (кровь, мокрота, моча, фекалии и др. БЖ) <sup>2</sup>	0.06	90	
		0.1	60	
Вспомогательные предметы из металлов, пластмасс, стекла, резин		0.03	60	Протирание, погружение
		0.06	30	
		0.1	15	
Перчатки резиновые		0.06	30	Погружение
Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющие видимых загрязнений		0.1	1	Погружение
Игрушки		0.03	60	Протирание, погружение, орошение
		0.06	30	
		0.1	15	
Воздушные бактериальные фильтры <sup>4</sup>		0.06	30	Погружение
Санитарное оборудование <sup>2</sup>	эстетически чистое - раковины, ванны и т.п.	0.015	30	Протирание, орошение
		0.03	15	
	загрязненное БЖ - унитазы, писсуары и т.п.	0.03	60	
		0.06	30	
		0.1	15	
Уборочный инвентарь <sup>2</sup>		0.03	60	Погружение
		0.06	30	

<sup>1</sup> - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

<sup>2</sup> - для повышения эффективности очистки/отбеливания возможно проведение обеззараживания с добавлением 0.5% СМС.

<sup>3</sup> - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью.

<sup>4</sup> - разрешается обработка фильтров резистентных по отношению рабочим растворам хлорсодержащих средств на основе дихлоризоцианурата натрия.



Таблица 4.

Режимы обеззараживания объектов растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»  
при инфекциях **грибковой этиологии** (кандидозы, дерматофитии).

Объект обеззараживания		Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д.		0.03	90	Протирание, орошение
		0.06	60	
		0.1	30	
Поверхности в помещениях, загрязненные биологическими жидкостями (малые и большие разливы) <sup>1</sup>		0.06	60	Двукратное орошение без временного интервала или орошение с последующим протиранием
		0.1	30	
Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки (вакутейнеры), колбы, мазки-отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы и т.д.). Резиновые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала, пинцеты и прочие предметы		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими жидкостями, содержащими кровь (пробирки с кровью и т.п.) <sup>2</sup>		0.1	60	Погружение
		0.2	30	
Инструменты после вскрытия лабораторных животных, проведения патологоанатомических работ		0.1	60	Погружение
		0.2	30	
Банки и бачки для животных, подстилочный материал, выделения животных, остатки корма		0.06	60	Погружение
		0.1	30	
Металлические ящики, садки, бачки из-под вскрытых животных и орудия лова		0.06	60	Орошение, Погружение
		0.1	30	
Посуда	без остатков пищи	0.03	30	Погружение
	с остатками пищи	0.06	15	
			0.1	
Белье <sup>3</sup>	не загрязненное выделениями	0.03	60	Погружение
		0.06	30	
	загрязненное выделениями (кровь, мокрота, моча, фекалии и др. БЖ) <sup>2</sup>	0.1	90	
		0.2	60	
Вспомогательные предметы из металлов, пластмасс, стекла, резин		0.06	60	Протирание, погружение
		0.1	30	
		0.2	15	
Перчатки резиновые		0.1	30	Погружение
Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющие видимых загрязнений		0.2	1	Погружение
Игрушки		0.06	60	Протирание, погружение, орошение
		0.1	30	
		0.2	15	
Воздушные бактериальные фильтры <sup>4</sup>		0.1	30	Погружение
Санитарное оборудование <sup>2</sup>	эстетически чистое - раковины, ванны и т.п.	0.03	30	Протирание, орошение
		0.06	15	
	загрязненное БЖ - унитазы, писсуары и т.п.	0.06	60	
		0.1	30	
		0.2	15	
Уборочный инвентарь <sup>2</sup>		0.06	60	Погружение
		0.1	30	

<sup>1</sup> - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

<sup>2</sup> - для повышения эффективности очистки/отбеливания возможно проведение обеззараживания с добавлением 0.5% СМС.

<sup>3</sup> - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью.

<sup>4</sup> - разрешается обработка фильтров резистентных по отношению рабочим растворам хлорсодержащих средств на основе дихлоризоцианурата натрия.

Режимы обеззараживания объектов растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»  
при туберкулезе<sup>1</sup>.

Объект обеззараживания		Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д.		0.06	60	Протирание, орошение
		0.1	30	
Поверхности в помещениях, загрязненные биологическими жидкостями (малые и большие разливы) <sup>2</sup>		0.06	90	Двукратное орошение без временного интервала или орошение с последующим протиранием
		0.1	60	
Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки (вакутейнеры), колбы, мазки-отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы и т.д.). Резиновые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала, пинцеты и прочие предметы		0.1	60	Погружение
		0.2	30	
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими жидкостями, содержащими кровь (пробирки с кровью и т.п.) <sup>3</sup>		0.2	60	Погружение
		0.3	30	
Инструменты после вскрытия лабораторных животных, проведения патологоанатомических работ		0.2	60	Погружение
		0.3	30	
Банки и бачки для животных, подстилочный материал, выделения животных, остатки корма		0.1	60	Погружение
		0.2	30	
Металлические ящики, садки, бачки из-под вскрытых животных и орудия лова		0.1	60	Орошение, Погружение
		0.2	30	
Посуда	без остатков пищи	0.06	30	Погружение
	с остатками пищи	0.1	15	
			0.2	
Белье <sup>4</sup>	не загрязненное выделениями	0.06	60	Погружение
		0.1	30	
	загрязненное выделениями (кровь, мокрота, моча, фекалии и др. БЖ) <sup>2</sup>	0.2	60	
		0.3	30	
Вспомогательные предметы из металлов, пластмасс, стекла, резин		0.1	60	Протирание, погружение
		0.2	30	
		0.3	15	
Перчатки резиновые		0.2	30	Погружение
Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющие видимых загрязнений		0.3	1	Погружение
Игрушки		0.1	60	Протирание, погружение, орошение
		0.2	30	
		0.3	15	
Воздушные бактериальные фильтры <sup>5</sup>		0.3	30	Погружение
Санитарное оборудование <sup>3</sup>	эстетически чистое - раковины, ванны и т.п.	0.06	30	Протирание, орошение
		0.1	15	
	загрязненное БЖ - унитазы, писсуары и т.п.	0.1	60	
		0.2	30	
		0.3	15	
Уборочный инвентарь <sup>3</sup>		0.1	60	Погружение
		0.2	30	

Примечание. <sup>1</sup> – тестировано на *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*.

<sup>2</sup> - в соответствии с методологией, изложенной в п.3.4.1.

<sup>3</sup> - для повышения эффективности очистки/отбеливания возможно проведение обеззараживания с добавлением 0.5% СМС.

<sup>4</sup> - в т.ч. защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки) без видимых загрязнений и загрязненное выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.), кровью.

<sup>5</sup> - разрешается обработка фильтров резистентных по отношению рабочим растворам хлорсодержащих средств на основе дихлоризоцианурата натрия.

Таблица 6.

Режимы обеззараживания<sup>1</sup> различных объектов, контаминированных возбудителями внутрибольничных инфекций (ВБИ), включая современные госпитальные (клинические) штаммы<sup>2</sup>, растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)»

Объекты обеззараживания	Этиология инфекции				Способ обработки
	Гр(-) бактерии		Гр(+) бактерии		
	% а.х.	мин	% а.х.	мин	
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование без органических загрязнений.	0,06	15	0,1	15	Протирание, орошение
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование имеющие органические загрязнения.	0,1	15	1,0	15	Протирания, орошения
Посуда аптечная и лабораторная (пробирки, пипетки, чашки Петри, предметные стекла, резиновые груши, шланги и др.), предметы для мытья посуды	0,06	15	0,1	15	Замачивание
Посуда столовая, в т.ч. одноразовая, без остатков пищи	0,06	15	0,1	15	Замачивание
Посуда столовая, в т.ч. одноразовая, с остатками пищи	0,1	15	1,0	15	Замачивание
Белье, не загрязненное выделениями	0,1	15	1,0	15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,1	30	1,0	30	Замачивание
Изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	0,06	15	0,1	15	Замачивание протирание
Посуда из-под выделений в том числе с подозрением на содержание биопленок	0,1	15	1,0	15	Замачивание
санитарно-техническое оборудование	0,06	15	0,1	15	Протирания, орошения
уборочный инвентарь и материалы	0,1	30	1,0	30	Замачивание

Примечание.<sup>1</sup>- данные режимы используют при выявлении в стационаре (отделении) возбудителя внутрибольничной инфекции;

<sup>2</sup>- тестировано с использованием тест-микроорганизмов *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Salmonella enteritidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*;

<sup>3</sup>- Гр(-)бактерии *Salmonella enteritidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, включая современные госпитальные (клинические) штаммы;

<sup>4</sup>- Гр(+)бактерии *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, включая современные госпитальные (клинические) штаммы.

Таблица 7.

Режимы обеззараживания изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме эндоскопического оборудования), растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при инфекциях различной этиологии.

Обрабатываемый объект	Этиология инфекции	Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
ИМН, имеющие видимые загрязнения биологическими жидкостями	Бактериальная (кроме туберкулеза) Вирусная	0.03	90	Погружение
		0.06	60	
		0.1	30	
	Бактериальная (включая туберкулез) Вирусная Грибковая (кандидозы дерматофитии)	0.2	60	Погружение
		0.3	30	
Эстетически чистые ИМН, не имеющие видимых загрязнений биологическими жидкостями, в т.ч. прошедшие этап предварительной очистки	Бактериальная (кроме туберкулеза) Вирусная	0.03	60	Погружение
		0.06	30	
		0.1	15	
	Бактериальная (включая туберкулез) Вирусная Грибковая (кандидозы дерматофитии)	0.1	60	Погружение
		0.2	30	

Таблица 8.

Режимы обеззараживания объектов ЛПО растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» при проведении генеральных уборок<sup>1</sup> в ЛПО различного профиля.

Профиль учреждения	Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Соматические, хирургические, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории	0.03	60	Протирание, Орошение
	0.06	30	
	0.1	15	
Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения	0.06	90	Протирание, Орошение
	0.1	60	
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	0.06	60	Протирание, Орошение
	0.1	30	
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения <sup>2</sup>	-	-	Протирание, Орошение
Детские учреждения	0.015	60	Протирание, Орошение
	0.03	30	
	0.06	15	

Примечание: <sup>1</sup>-режимы таблицы 8 также применимы для обеззараживания автотранспорта.

<sup>2</sup>-генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 9

Режимы **деконтаминации** поверхностей, объектов и материалов лабораторий, использующих методы **амплификации нуклеиновых кислот**<sup>1</sup>.

Обрабатываемый объект	Концентрация раствора по а.х., %	Время экспозиции, мин	Способ обеззараживания
Поверхности лабораторных помещений и оборудования, загрязненные нуклеиновыми кислотами и ампликонами	0,1	30	Протирание, орошение, погружение
	0,2	15	
Пробирки с ампликонами, наконечники, перчатки, ветошь после проведения ПЦР	0,2	30	Погружение

Примечание: <sup>1</sup> - в соответствии с требованиями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности».

Режимы дезинфекции медицинских отходов, образующихся в ЛПО,  
растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)».

№	Обрабатываемый объект. Способ обработки.	Материал, обрабатываемого объекта, степень загрязненности объекта	Концентрация раствора, % по «а.х.» - время экспозиции, мин			
			Этиология инфекции			
			Бактериальная, вирусная, грибковая (кандидозы) <sup>1</sup>		Бактериальная, вирусная, грибковая (Кандида, Трихофитон), туберкулез <sup>2</sup>	
			%, а.х.	мин	%, а.х.	мин
1	Одноразовые предметы, загрязненные биологическими жидкостями <sup>3</sup> . <i>Погружение.</i>	ИМН однократного применения, из металлов, стекла, пластмасс, резин.	0.03 0.06	60 30	0.1 0.2	60 30
		Перевязочные средства, одноразовое белье, одежда персонала и прочие изделия из тканей.	0.03 0.06	90 60	0.2 0.3	60 30
2	Биологические жидкости <sup>3,4</sup> . <i>Тщательное перемешивание.</i>	Жидкие отходы, смывные воды (в т.ч. эндоскопические), отходы микробиологических лабораторий	4 таблетки (3 г) на 1 л жидкости	30	6 таблеток (3 г) на 1 л жидкости	60
		Выделения больного; кровь, биологические жидкости, смешанные с кровью	4 таблетки (3 г) на 1 л жидкости	30	6 таблеток (3 г) на 1 л жидкости	60
		Остатки пищи	смешивание с 0.06% р-ром в соотн. 1:1	30	смешивание с 0.1% р-ром в соотн. 1:1	60
		Моча, жидкость после ополаскивания зева	4 таблетки (3г) на 1л	15	7 таблеток (3г) на 1л	30
4	Сборники отходов класса А, Б, В многоразового использования, не имеющие контакта с биологическими жидкостями. <i>Протирание, орошение или погружение.</i>	Емкости простой конструкции из пластика, металлов и других гладких непористых материалов, в т.ч. имеющие видимые загрязнения.	0.03 0.06	60 30	0.1 0.2	60 30

5	Надворные установки, помойные и мусорные ящики. <i>Протираание, орошение.</i>	Емкости простой конструкции из пластика, металлов и других материалов, в т.ч. имеющие видимые загрязнения.	0.03 0.06	90 60	0.2 0.3	60 30
6	Отработанные, потенциально инфицированные рабочие растворы моюще-дезинфицирующих средств, используемые для очисток, не совмещенных с дезинфекцией. Промывные воды, образующиеся при работе со средствами при проведении очисток ИМН, не совмещенных с дезинфекцией в один этап. <i>Тщательное перемешивание.</i>	Водный раствор, содержащий остаточные количества химических компонентов средств «ФОРИЗИМ (энзим+ПАВ)», «ФОРИМИКС (триамин)», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ(ЧАС)», «ФОРИМИКС-МИД», «ФОРИМИКС-ОКСИ», «ФОРИМИКС-ФОРТЕ», «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ(ЧАС)», «ФОРИСТИЛ(триамин)».	1 таблетка (3г) на 1л	30	4 таблетки (3г) на 1л	30

Примечание. <sup>1</sup>-для отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10;

<sup>2</sup>-для отходов класса В в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10;

<sup>3</sup>-обеззараживание отходов, содержащих мочу, проводят в емкостях с герметично зарытыми крышками (выделение газообразного хлора!);

<sup>4</sup>- виды биологических жидкостей приведены в соответствии с СП 1.3.2322-08.

Таблица 11.

Режимы дезинфекции<sup>1</sup> растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» объектов,  
контаминированных возбудителем чумы.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по «а.х.»), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование	0.06	60	Орошение
Санитарно-техническое оборудование	0.1	60	Орошение
Посуда чистая и лабораторная	0.1	60	Погружение
Посуда с остатками пищи	0.2	60	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0.1	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0.3	60	Замачивание
Ветошь	0.3	60	Замачивание
Изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	0.2	60	Погружение
Уборочный материал, инвентарь	0.3	60	Погружение
Биологический материал:			Разведение двойным объемом раствора используемого средства
- кровь	0.3	60	
- моча	0.5	60	
- кал	0.5	60	
- мокрота	0.5	60	

Примечание. <sup>1</sup> – температура обеззараживания - 18±2<sup>0</sup>С.



Таблица 12.

Режимы дезинфекции<sup>1</sup> растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» объектов,  
контаминированных возбудителем туляремии.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по «а.х.»), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование	0.06	60	Орошение
Санитарно-техническое оборудование	0.1	60	Орошение
Посуда чистая и лабораторная	0.1	60	Погружение
Посуда с остатками пищи	0.2	60	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0.1	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0.3	60	Замачивание
Ветошь	0.3	60	Замачивание
Изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	0.2	60	Погружение
Уборочный материал, инвентарь	0.3	60	Погружение
Биологический материал:			Разведение двойным объемом раствора используемого средства
- кровь	0.3	60	
- моча	0.5	60	
- кал	0.5	60	
- мокрота	0.5	60	

Примечание. <sup>1</sup> – температура обеззараживания - 18±2<sup>0</sup>С.

Таблица 13.

Режимы дезинфекции<sup>1</sup> растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» объектов,  
контаминированных возбудителем холеры.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по «а.х.»), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование	0.03	60	Орошение
Санитарно-техническое оборудование	0.06	60	Орошение
Посуда чистая и лабораторная	0.03	60	Погружение
Посуда с остатками пищи	0.1	60	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0.06	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0.2	60	Замачивание
Ветошь	0.2	60	Замачивание
Изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	0.1	60	Погружение
Уборочный материал, инвентарь	0.2	60	Погружение
Биологический материал			Разведение двойным объемом раствора используемого средства
- кровь	0.2	60	
- моча	0.3	60	
- кал	0.3	60	
- мокрота	0.3	60	

Примечание. <sup>1</sup> – температура обеззараживания - 18±2<sup>0</sup>С.

Таблица 14.

Режимы дезинфекции<sup>1</sup> растворами средства  
«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» объектов,  
контаминированных спорами возбудителя сибирской язвы.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по «а.х.»), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях. жесткая мебель. приборы. оборудование	4.0	120	Орошение
Санитарно-техническое оборудование	5.0	120	Орошение
Посуда чистая и лабораторная	3.0	120	Погружение
Посуда с остатками пищи	4.0	120	Погружение
Белье. не загрязненное выделениями	5.0	120	Замачивание
Белье. загрязненное выделениями	6.0	120	Замачивание
Ветошь	6.0	120	Замачивание
Изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	3.0	120	Погружение
Уборочный материал. инвентарь	6.0	120	Погружение
Биологический материал:			Разведение двойным объемом раствора используемого средства
- кровь	5.0	120	
- моча	6.0	120	
- кал	6.0	120	
- мокрота	6.0	120	

Примечание. <sup>1</sup> – температура обеззараживания - 18±2<sup>0</sup>С.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

**4.1.** К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие аллергическими заболеваниями, беременные женщины и кормящие матери.

**4.2.** Средства индивидуальной защиты.

Общие требования к СИЗ персонала.

Перед тем как приступить к процедуре очистки ИМН наденьте пару перчаток из химически стойких материалов, в т.ч. обеспечивающих защиту от патогенных микроорганизмов – нитрила, каучука, латекса, поливинилхлорида, неопрена или др. Оденьте защитный полиэтиленовый (или из другого полимерного материала) фартук для предотвращения попадания загрязненных жидкостей на одежду. Если обрабатываются предметы большого размера, то возможно образование брызг или аэрозолей, в этом случае необходимо иметь средства защиты глаз (очки или лицевой экран).

Средства защиты кожных покровов: всегда используйте химически стойкие перчатки, обеспечивающие адекватную защиту от щелочных моющих агентов, а также от патогенных микроорганизмов. Всегда используйте защитные халаты или другую спецодежду.

Средства защиты глаз: используйте очки или лицевые маски, обеспечивающие защиту от брызг химических дезинфектантов, а также от брызг жидкостей, содержащих патогенные микроорганизмы.

Средства защиты органов дыхания: используйте подходящие фильтрующие маски, обеспечивающие защиту от паров химических дезинфектантов (при использовании способом орошения), а также патогенных микроорганизмов (в случае возможного появления организмов в воздухе, передающихся воздушно-капельным путем).

После работы вымыть лицо и руки с мылом.

**4.3.** При приготовлении рабочих растворов «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» не требуется применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

**4.4.** Все виды работ с растворами необходимо проводить в средствах защиты рук – резиновых перчатках.

**4.5.** Обработку растворами с концентрациями 0.015-0.06% по «а.х.» способами протирания и погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.

**4.6.** Обработку растворами с концентрациями 0.10%-0.30% по «а.х.» способами протирания и погружения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патронами марки В и в герметичных очках. Обработку проводить в отсутствии пациентов.

**4.7.** Обработку способом орошения, любыми растворами, следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патронами марки В и в герметичных очках. Обработку проводить в отсутствии пациентов.

**4.8.** Емкости с рабочими растворами средства для дезинфекции изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты крышками.

**4.9.** Не смешивать средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» с другими дезинфицирующими средствами, а также средствами бытовой химии. Допускается смешивание с СМС (стиральными порошками) только при использовании в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.

Общие замечания по смешению дезинфектантов группы «активного хлора», с широко распространенными средствами бытовой химии.

**ВНИМАНИЕ!**

Никогда не смешивайте дезинфектанты группы «активного хлора» со средствами, содержащими аммиак.

Никогда не смешивайте дезинфектанты группы «активного хлора» со средствами, содержащими кислоты.

Никогда не используйте дезинфектанты группы «активного хлора» совместно или после средств для очистки канализации.

#### Жидкости содержащие аммиак:

- некоторые жидкости для очистки стекол и окон;
- некоторые лакокрасочные материалы;
- моча и биологические жидкости. содержащие мочу.

#### Жидкости содержащие кислоты:

- некоторые жидкости для очистки стекол и окон;
- некоторые средства для автоматического мытья посуды и ополаскиватели;
- большинство средств для очистки сантехники. унитазов;
- большинство средств для удаления солевых отложений и ржавчины;
- некоторые средства для очистки канализаций.

#### Основные опасности. возникающие при смешении хлорных дезинфектантов с аммиачными продуктами.

После смешения хлорных препаратов с аммиачными продуктами происходит выделение токсичных газообразных хлораминов. При вдыхании паров хлораминов могут наблюдаться следующие токсические эффекты: кашель; одышка; боли в груди; хрипение. тошнота. резь в глазах и слезотечение; раздражения носоглотки; пневмония; появление жидкости в легких.

#### Основные опасности. возникающие при смешении хлорных дезинфектантов с аммиачными продуктами.

При смешении хлорных препаратов с кислотами выделяется газообразный хлор. который при растворении в воде образует соляную и хлорноватистую кислоты.

Выделение газообразного хлора. даже на низких концентрациях. почти всегда приводит к раздражению слизистых оболочек (глаза. горло и нос). а также к кашлю. Помимо этого могут наблюдаться проблемы с дыханием. резь в глазах. слезотечение. появление жидкости в носу. Более высокие концентрации хлора могут вызвать боль в груди. сильные затруднения дыхания. рвоту. пневмонию. а также появление жидкости в легких. Очень высокие концентрации хлора могут приводить к смерти.

Хлор может проникать через кожу, вызывая болезненные ощущения. воспаление. набухание и образованием вздутий.

Соляная кислота также вызывает ожоги кожи. глаз. носа. горла. рта и легких.

#### Основные опасности. возникающие при смешении хлорных дезинфектантов с другими моющими средствами.

Хлорные препараты также реагируют с перекисными препаратами. некоторыми инсектицидами. а также моющими средствами для удаления жира.

**4.10.** По окончании работ со средством способом орошения помещение необходимо проветрить.

## **5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.**

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» мало опасно. но при применении способом орошения. неосторожном приготовлении его растворов. несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления. которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость. першение в горле. кашель). глаз (слезотечение. резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия. отечность). В связи с указанным необходимо:

**5.1.** При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут или 2% раствором соды. затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

**5.2.** При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.

**5.3.** При появлении признаков раздражения органов дыхания вывести пострадавшего на свежий воздух. прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани –

режим молчания и питье (теплое молоко с содой, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

**5.4.** При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

## 6. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

### 6.1. Показатели качества средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)».

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» по показателям качества должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в **таблице 13**.

**Таблица 13.**

Показатели качества дезинфицирующего средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)», таблетированная и гранулированная формы выпуска .

№	Наименование показателя	Нормативы
		Таблетки
1	Внешний вид	Таблетки круглой формы
2	Цвет	Белый <sup>1</sup>
3	Запах	Запах хлора и отдушки
4	Средняя масса, г	3.0±0.1
5	Масса активного хлора (при растворении таблетки в воде), выделяющегося при растворении 1 таблетки, г	1.5 ±0.06
6	Время распадаемости, мин.	не более 6
7	Массовая доля хлора (при растворении в воде), %	50.0±2.0
8	рН, 1% (по препарату) раствора	6.5±0.5

Примечание.

<sup>1</sup> - допускается появление светло-желтого окрашивания в процессе хранения.

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Запах оценивают органолептическим методом.

### 6.3. Определение средней массы таблеток.

#### 6.3.1. Средства измерения.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или аналогичные;

#### 6.3.2. Проведение испытаний.

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток.

Среднюю массу (M) таблеток вычисляют по формуле:

$$M = \frac{m}{n}$$

где m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;  
n - количество взвешенных таблеток.

### 6.4. Определение времени распадаемости таблеток.

В коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят 1 таблетку, наливают 500 см<sup>3</sup> водопроводной воды, включают секундомер и при слабом покачивании колбы отмечают время распадаемости таблетки.

## 6.5. Определение pH 1% раствора средства.

### 6.5.1. Средства измерения.

pH-метр любой марки с погрешностью не более 0.1.

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

### 6.5.2. Проведение испытаний.

В стакан наливают 1% (1 таблетка массой 3г. + 297 мл дистиллированной воды) раствор средства (объемом 30-40 см<sup>3</sup>) и измеряют pH средства с помощью pH-метра согласно инструкции к нему.

## 6.6. Определение массовой доли активного хлора в таблетках и гранулах.

### 6.6.1. Оборудование. реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88Е с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292-74;

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1. 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;.

Цилиндры мерные 1-25. 1-50. 1-100 по ГОСТ 1770-74;

Стаканы по ГОСТ 25336.-82;

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74. водный раствор с массовой долей 10%. приготовленный по ГОСТ 4517-87. п.2.67;

Кислота серная по ГОСТ 4204-77. х.ч.. водный раствор с массовой долей 10%. приготовленный по ГОСТ 4517-87. п.2.89;

Натрий серноватистоокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-84. водный раствор с молярной концентрацией  $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O})=0.1$  моль /дм<sup>3</sup>. приготовленный по ГОСТ 25794.2-83. п.2.11;

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76. водный раствор с массовой долей 1.0%. приготовленный по ГОСТ 4517-87;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

### 6.6.2. Проведение испытаний.

Таблетки (взвешенные при определении средней массы (по п.6.3.2)) или гранулы (массой не менее 30г) измельчают. и образовавшийся порошок тщательно перемешивают.

Навеску полученного порошка (от 1.0 г. до 2.0 г.). взвешенную с точностью до 0.0002 г. количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> прибавляют 80 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. анализируемую пробу растворяют и доводят объем дистиллированной водой до метки. 5 см<sup>3</sup> полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>. прибавляют 10 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. 10 см<sup>3</sup> 10% серной кислоты и 10 см<sup>3</sup> 10% водного раствора йодистого калия. После 5-минутного выдерживания колбы в темноте выделившийся йод титруют 0.1 н. раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора. Перед концом титрования к светло-желтому титруемому раствору прибавляют 0.5 см<sup>3</sup> водного раствора крахмала.

### 6.6.3. Обработка результатов

Массу активного хлора  $m(Cl)$  в граммах на таблетку вычисляются по формуле (1):

$$m(Cl) = \frac{0.003545 \cdot V \cdot K \cdot 20 \cdot M}{m} \quad (1)$$

Содержание в таблетках активного хлора  $W(Cl)$  в процентах вычисляются по формуле (2):

$$W(Cl) = \frac{0.003545 \cdot V \cdot K \cdot 20}{m} \cdot 100\% \quad (2)$$

где 0.003545 – масса активного хлора. соответствующая 1 см<sup>3</sup> 0.1 н. раствора тию-

сульфата натрия. г.;

V – израсходованный на титрование объем 0.1 н. раствора тиосульфата натрия. см<sup>3</sup>;

K – поправочный коэффициент 0.1 н. раствора тиосульфата натрия;

20 – кратность разведения;

m – масса анализируемой пробы. г.;

M – средняя масса таблеток. определенная по п.6.3.2.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений. абсолютное расхождение. между которыми. не должно превышать допускаемое расхождение. равное 0.06 г на таблетку.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа  $\pm 0.10$  г на таблетку при доверительной вероятности 0.95.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ. УПАКОВКА.**

**7.1.** Транспортировка средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.

**7.2.** Хранить средство необходимо в закрытых емкостях производителя. защищенных от влаги и солнечных лучей. вдали от нагревательных приборов и открытого огня. отдельно от лекарственных средств. в местах недоступных для посторонних лиц и животных. при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

**7.3.** Упаковка таблеток (основные формы выпуска) – полиэтиленовые банки массой нетто 900г (в одной банке 300 таблеток). 1000г (в одной банке 330 таблеток). а также полиэтиленовые банки массой нетто 450г (в одной банке 150 таблеток). 500г (в одной банке 165 таблеток).

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х., таблетки)» также может выпускаться в упаковках с массой нетто от 2.0кг до 50кг таблеток.